



La norma parcialmente aplicada es la UNE-EN ISO 374-5: 2016 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos:  
Apdo. 5.2 Estanqueidad al agua para la detección de agujeros en estado de recepción

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas en las fechas indicadas que sólo son válidos para las muestras ensayadas.  
Un guante de protección frente a microorganismos conlleva un conjunto de ensayos y no sólo el por aquí reflejado.

| Referencia IFEMA                                          | Remitente                            | Modelo                      | Composición | foto                                                                                | Fecha entrada | Fecha ensayo | Ensayo estanqueidad al agua para la detección de agujeros -EN 455-1 -EN ISO 374-5 §5.2 | Conclusión | Observaciones                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Caja guantes LCH<br>NITRISKIN<br>LOT: 4500001040        | IFEMA<br>Hospital U. Sta<br>Cristina | NITRISKIN BLUE<br>EVOLUTION | Nitrilo     |    | 01/06/2020    | 02/06/2020   | No hay agujeros en los 4 guantes ensayados                                             | Cumple     | Es un guante de examen<br><br>cod.barras:<br>3700149403546                                                                                                                                                                             |
| 1 caja guantes LCH<br>SENSITEX<br>EVOLUTION<br>LOT: 19315 | IFEMA<br>Hospital U. Sta<br>Cristina | SENSITEX<br>EVOLUTION       | Nitrilo     |   | 01/06/2020    | 03/06/2020   | Hay agujero en 1 de los 4 guantes ensayados                                            | No Cumple  | Es un guante de examen<br>No cumpliría con la EN 374-5 (EPI)<br><br>Puede que tampoco con la norma<br>EN 455-1 (Guante de examen). Esta<br>norma requiere un muestreo mayor para<br>la valoración.<br><br>cod.barras:<br>3700149403546 |
| 1 caja guantes<br>MUBOX<br>LOT: A9522 06883               | IFEMA<br>Hospital U. Sta<br>Cristina | MUBOX                       | Nitrilo     |  | 01/06/2020    | 04/06/2020   | No hay agujeros en los 4 guantes ensayados                                             | Cumple     | Es un guante de protección (categoría<br>incorrecta)<br><br>cod.barras:<br>84267520000688                                                                                                                                              |



La norma parcialmente aplicada es la UNE-EN ISO 374-5: 2016 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos:  
Apdo. 5.2 Estanqueidad al agua para la detección de agujeros en estado de recepción

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas en las fechas indicadas que sólo son válidos para las muestras ensayadas.  
Un guante de protección frente a microorganismos conlleva un conjunto de ensayos y no sólo el por aquí reflejado.

| Referencia IFEMA                      | Remitente                            | Modelo   | Composición | foto                                                                                | Fecha entrada | Fecha ensayo | Ensayo estanqueidad al agua para la detección de agujeros -EN 455-1 -EN ISO 374-5 §5.2 | Conclusión | Observaciones                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 caja guantes INTCO<br>LOT: 20200205 | IFEMA<br>Hospital U. Sta<br>Cristina | INTCO    | Nitrilo     |    | 01/06/2020    | 04/06/2020   | No hay agujero en los 4 guantes ensayados                                              | Cumple     | Es un guante de examen<br><br>cod.barras:<br>6970245756083                                                                                                                                                                             |
| 1 caja guantes HONG-<br>RAY           | IFEMA<br>Hospital U. Sta<br>Cristina | HONG-RAY | Nitrilo     |   | 01/06/2020    | 04/06/2020   | No hay agujero en los 4 guantes ensayados                                              | Cumple     | Es un guante de examen<br><br>cod.barras:<br>6948794400337                                                                                                                                                                             |
| 1 caja guantes<br>HONG XIN            | IFEMA<br>Hospital U. Sta<br>Cristina | HONG XIN | Nitrilo     |  | 01/06/2020    | 05/06/2020   | Hay agujeros en 2 de los 4 guantes ensayados                                           | No cumple  | Es un guante de examen<br>No cumpliría con la EN 374-5 (EPI)<br><br>Puede que tampoco con la norma<br>EN 455-1 (Guante de examen). Esta<br>norma requiere un muestreo mayor para<br>la valoración.<br><br>cod.barras:<br>6948794400719 |



La norma parcialmente aplicada es la UNE-EN ISO 374-5: 2016 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos:  
Apdo. 5.2 Estanqueidad al agua para la detección de agujeros en estado de recepción

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas en las fechas indicadas que sólo son válidos para las muestras ensayadas.  
Un guante de protección frente a microorganismos conlleva un conjunto de ensayos y no sólo el por aquí reflejado.

| Referencia IFEMA                                   | Remitente                            | Modelo             | Composición | foto                                                                               | Fecha entrada | Fecha ensayo | Ensayo estanqueidad<br>al agua para la<br>detección de agujeros<br>-EN 455-1<br>-EN ISO 374-5 §5.2 | Conclusión | Observaciones                                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 caja guantes<br>DESCONOCIDOS<br>LOT: 20200406    | IFEMA<br>Hospital U. Sta<br>Cristina | NO CONSTA          | Nitrilo     |   | 01/06/2020    | 05/06/2020   | No hay agujero en los 4 guantes ensayados                                                          | Cumple     | Es un guante de examen                                      |
| 1 caja guantes<br>ZHONGHONG PULIN<br>LOT: 20200125 | IFEMA<br>Hospital U. Sta<br>Cristina | ZHONGHONG<br>PULIN | Nitrilo     |  | 01/06/2020    | 05/06/2020   | No hay agujero en los 4 guantes ensayados                                                          | Cumple     | Es un guante de examen<br><br>cod.barras:<br>69707405800045 |